

MODEL-med

international pty. ltd.




MODEL-med
Charlie og hans mor
Treningsdukke for obstetrikk




MODEL-med Charlie og hans mor er designet spesielt for å gi medisinsk personell trening i å vurdere utvidelsen av livmorhalsen og fosterhodets innstilling ved fødsel.

For å vurdere utvidelsen av livmorhalsen, legger man en elastisk kopp som simulerer livmorhalsen over Charlies hode, og den strekkes til ønsket utvidelse oppnås.



Etter at livmorhalsdukken er smurt med vannbasert kirurgisk lubrikant kan hodet innføres i åpningen bak på dukken. Ved hjelp av denne metoden kan man simulere en hvilken som helst utgangstilling på barnet som skal fødes.



MODEL-med Charlie og hans mor kommer med tre livmorhalstyper: Primipara, multipara og ødematøs.

Hardfør

Alle MODEL-meds treningsdukker er produsert av myk, svært elastisk og hardført materiale.

Enkel bruk og rengjøring

Alle dukker fra MODEL-med krever utstrakt bruk av vannbasert lubrikant. Din distributør kan tilby eller foreslå et passende middel. Dukkene er enkle å rengjøre og følges rengjøringsinstruksjonene, sikres lang levetid.

Enkel reparasjon

Skulle MODEL-meds dukker ta skade av bruk kan de enkelt repareres. Dukkene kommer med ett års garanti.



MODEL-med

international pty. ltd.

ABN 23 492 360 470

1296 Glenhuntly Rd, Carnegie 3163
Melbourne, Australia

tel +61 (0)418 506 308 fax +61 3 9521 0517
e-mail mlogan@modelmed.com.au

www.modelmed.com.au

KEBOMED

KEBOMED AS

Midtunhaugen 17
N-5224 Nesttun

Tlf: 55 98 77 00 - Faks: 55 98 77 01

E-post: info@kebomed.no