



MODEL-med
Sophie og hennes mor
Treningsdukke for fødsel


Hodefødsel



MODEL-med Sophie og hennes mor er designet for å simulere vaginal hodefødsel, setefødsel og/eller skulderdystoci. Dukken gir en svært naturtro fødselssimulasjon. Modellen er laget av et materiale som føles som hud og som skaper en opplevelse av en naturlig fødsel. Størrelsen på vagina er naturtro og den utvides på naturlig måte når dukken passerer gjennom fødselskanalen. En kan også føle hvordan perineum strekkes.


Når MODEL-med Sophie og hennes mor brukes, trengs to personer til å simulere fødselen. En skyver Sophie gjennom fødselskanalen mens den andre tar i mot henne.

Setefødsel





Sophie har skelett i metall som gjør
dukken hardfør og gir den naturtro
bevegelser når man utfører ulike
manøvre.



Ekstraustyr

MODEL-meds dukker for obstetrik- og gynekologitrening har ekstraustyr som utvider bruksområdene deres.

Morkake og postpartum uterus kan kjøpes separat. Dette gjør det mulig å simulere fjerning av placenta. I tillegg finnes en blødende postpartum uterus som kan simulere blødninger etter fødsel. Denne brukes med MODEL-meds eget blod, som ikke er giftig og kan vaskes bort fra klær.

MODEL-med
international pty. ltd.
ABN 23 492 360 470

Office
1296 Glenhuntly Rd, Carnegie 3163
Melbourne, Australia

Factory
Factory1 /1 Advantage Rd, Highett 3190
Melbourne, Australia

tel +61 (0)418 506 308 fax +61 3 9521 0517
e-mail mlogan@modelmed.com.au

www.modelmed.com.au

Hardfør

Alle MODEL-meds treningsdukker er produsert av myk, svært elastisk og hardført materiale.

Enkel bruk og rengjøring

Alle dukker fra MODEL-med krever utstrakt bruk av vannbasert lubrikant. Din distributør kan tilby eller foreslå et passende middel. Dukkene er enkle å rengjøre og følges rengjøringsinstruksjonene, sikres lang levetid.

Enkel reparasjon

Skulle MODEL-meds dukker ta skade av bruk kan de enkelt repareres. Dukkene kommer med ett års garanti.

KEBOMED

KEBOMED AS
Midtunhaugen 17
N-5224 Nesttun
Tlf: 55 98 77 00 - Faks: 55 98 77 01
E-post: info@kebomed.no