

Smith & Nephew ENTACT


Enkelt alternativ til suturering i nesehulen

Suturering i de dype, trange hulrommene i nesehulen ved septoplastiprocedyrer er tungt og utfordrende arbeid. Smith & Nephews ENTACT er et smart alternativ som sørger for effektiv lukking av septallappen og enkel manipulering av dens kanter før stiftingen.


Smith & Nephew ENTACT bruker resorbarbere implanta-ter som settes ved hjelp av et ergonomisk engangs stifte-redskap. Ved bruk av ENTACT i stedet for vanlig suturering kan en kirurg vanligvis gjøre jobben i løpet av ca. et minutt. Teknikken begrenser skade på vevet rundt, og stiftene gir støtte til området i minst en uke.

Egenskaper oppsummert

- Effektivt alternativ for lukking av septalflappen
- Engangs septumstifter pakket sterilt med 8 stifter
- Kreves vanligvis mindre enn 60 sekunder for å oppnå lukking
- Implantater kan settes gjennom bruks eller bløtvevs-implantater
- Hørbart klikk indikerer at stiften er satt



ENTACT septumstifter føres inn i nesehulen



Stiften utløses med stifterens håndtak



Den bioresorberbare stiften sitter igjen i nesehulen



ENTACT septumstifter ladet med bioresorbarbere stifter

Bestillingsinformasjon

601-00100S
601-00100

Artikkelnr.

ENTACT Septumstifter, 1-pk
ENTACT Septumstifter, 3-pk

Antall

Eske á 1 stykk
Eske á 3 stykk

